

大切な家族や
仲間を守ろう

①新型コロナウイルスPCR検査 唾液採取用検査キット

【注文方法】

共同購入の注文書に記
入しご注文ください



■ご自宅で簡単・手軽に検査（国内検査）が可能！
ご自宅から郵送頂き、国内検査場で検査を行い検査状況をお知らせします！
PCR検査所到着後、最短3時間後に通知いたします。ご自宅で唾液採取後キットを送るだけ。**検査結果は検査場到着後最短3時間後に結果が出ます。結果状況はご指定のメール、LINE、SMSにてご通知します。**
■唾液を摂取するだけ！
唾液を摂取するだけです。痛みを伴わず簡単に検査可能！
■お求めやすい低価格
今まで高額だったPCR検査が低価格で可能です！
■より正確な検査方法
唾液を直接PCR検査にかけるのではなく、一度分離させ核酸抽出しPCR検査にかけるので、より正確な検査レポート報告が可能です！

【ご注意事項】

■当サービスでお知らせする検査通知から推測できるのは「ご提供いただいた唾液から取り出した検体の中に、新型コロナウイルスが存在するかどうか」についてのみです。
■PCR検査の特性として、一定確率で検体にウイルスが存在したとしても存在しない状態を示したり、逆に検体にウイルスが存在しなかったとしても存在する状態を示したりする場合があります。
■高リスク(唾液の中に新型コロナウイルスが存在することを示すような検査状況)であると通知されたとしても、新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか等については判断できません。その際はお住まいの地域の保健所、病院などにご相談下さい。

組合員価格

3,800円（税込み）

- PCR検査キット内容物
- ・唾液（検体）/採取キット/唾液コレクター/唾液収集用チューブ/保存液/キャップ
- ・返信用封筒（料金受取人払郵便）
- ・ナンバリングシール・説明書・申込書（検査種類）核酸増幅法（RT-PCR法）（検査手段）郵送（結果通知までの期間）唾液採取検査キット到着後、最短3時間（返送方法）同封の返信用封筒でご返送ください（使用期限）製造から1年

国内検査センター

【東亜産業 PCR 総合検査センター】

②オキシテック

血液中の酸素飽和度を管理
セルフチェックで健康管理！
コロナ重症化の判断をいち早くするため

- 血中酸素飽和度
- 脈拍数機能
- カウンター機能
- ストップウォッチ機能

組合員価格
2,620円
（税込み）

血中酸素飽和度とは？

血液中の酸素の量の事でSpO₂と呼ばれています。値は%で表し、血液中の酸素の濃度が満タんだと100%、正常値で99~96%と言われています。



製品情報


測定時間約 8 秒

単4形アルカリ乾電池×2本（別売）

2 波長分光測定法



横表示



縦表示



- 酸素飽和度表示欄
- PI値
- 電池警告
- 脈拍数表示欄
- 脈波レベルメータ

※回転可能で
縦表示もできます

【ご注意】

■血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持を目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。質問や健康上の問題がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、医療機器ではありません。